

Einrichtung Mindray Consona Ultraschallsystem mit DICOM-Option für sonoGDT

- drücken Sie die Taste **Cursor** auf dem Bedienfeld
- bewegen Sie die Maus unten rechts am Bildschirm auf das **LAN Symbol** (2 hintereinander stehende Computersymbole) und klicken Sie mit der SET Taste darauf
- setzen Sie den Punkt auf **St. IP**
- **IP-Adresse: IP des US-Gerätes**
- **Subnetzmaske: Subnetzmaske des Servers**
- **Standardgateway: Gateway-IP**
- bestätigen Sie mit **OK**

- drücken Sie auf der ausziehbaren Tastatur **F10**, um in das **Setup** zu gelangen
- links im Menü auf **DICOM/HL7** klicken
- **AE-Titel:** (unverändert lassen)
- **Port-Nr.:** (unverändert lassen)
- **PDU:** (unverändert lassen)
- Unter **Server-Einst.:**
- **Gerät: sonoGDT**
- **IP-Adresse: IP des Servers**
- **Ping** zum Test der Verbindung anklicken

- **Hinzufügen** anklicken, die Konfiguration erscheint darunter in der Geräteliste
- unten in der Geräteliste in der ersten Spalte der Zeile **sonoGDT** den Haken setzen
- darunter klicken auf **DICOM-Dienst ein**
- **Gerät: sonoGDT** (unverändert lassen)
- **AE-Title: sonoGDT**
- **Port-Nr.: 105**
- **Farbmodus: Farbe**
- **Komprimier.modus: JPEG**
- **Kompressionsver.: medium**
- **Multifr. zulass.: Haken setzen**
- **Max. Bildfrequ.: full**
- **SR-Kompatibilität: Mindray**
- **Hinzufügen**, anschließend **sonoGDT-Storage** in der Serviceliste darunter anklicken (markieren)
- in der ersten Spalte der Zeile **sonoGDT-Storage** den Haken setzen
- **Prüfen** zum Test der Verbindung anklicken
- **Stand.(ard)** anklicken, damit ist dies das Standardziel beim Speichern

- oben links in den Eintrag **Worklist** wechseln
- **Gerät: sonoGDT**
- **AE-Title: US01** (US Null Eins, kein anderer! Groß-Kleinschreibung beachten)
- **Port-Nr.: 104**
- **Hinzufügen**, anschließend **sonoGDT-Worklist** in der Serviceliste darunter anklicken (markieren)

- in der ersten Spalte der Zeile [sonoGDT-Worklist](#) den Haken setzen
 - [Prüfen](#) zum Test der Verbindung anklicken
 - [Stand.\(ard\)](#) anklicken, damit ist dies die Standard Worklist
 - [Ende](#) anklicken
-
- falls Sie aus dem Menü heraus sind: drücken Sie auf der ausziehbaren Tastatur [F10](#), um erneut in das [Setup](#) zu gelangen
 - [System](#) anklicken, daneben auf [Allgem.](#) klicken
 - etwa in der Mitte den Haken setzen bei [Sen./Druck. n. Unters.ende](#)
 - unten rechts auf [OK](#) klicken und das Menü verlassen